

Proizvod

Viala za hromatografiju

Kategorija: Potrošni materijal / Laboratorijsko staklo / Hromatografija



Opis

Bočice za automatsko uzorkovanje za hromatografiju su kontejneri koji se koriste za bezbedno čuvanje uzoraka pre analize. Dizajn i funkcionalnost bočica obezbeđuju besprekornu integraciju sa različitim automatskom uzorkovačem.

Visokokvalitetne staklene bočice pružaju odličnu hemijsku otpornost i optimalno zaptivanje, uparene sa precizno izrađenim septama i zatvaračima. Ovo smanjuje isparavanje i kontaminaciju, što dovodi do čistijih osnovnih linija i preciznijih injektiranja uzoraka, što na kraju poboljšava analitičke rezultate.

Materijal

Borosilikatno staklo

Specifikacija

- Tip I Borosilikatno staklo
- Graduisana sa poljem za pisanje
- Univerzalna kompatibilnost sa raznim autosemplerima

Varijante proizvoda

Kataloški broj	Ime srpski	Zapremina	Visina	Prečnik	Gradacija	Opseg gradacije	Kom/pak	Boja	Napomena
28425CL	viala 2ml svetla	2ml	32mm	12mm	da	0-2ml	a100	svetla	navoj 8-425
28425AM	viala 2ml tamna	2ml	32mm	12mm	da	0-2ml	a100	tamna	navoj 8-425
29425CL	viala 2ml svetla	2ml	32mm	12mm	da	0-2ml	a100	svetla	navoj 9-425
29425AM	viala 2ml tamna	2ml	32mm	12mm	da	0-2ml	a100	tamna	navoj 9-425
210425CL	viala 2ml svetla	2ml	32mm	12mm	da	0-2ml	a100	svetla	navoj 10-425
210425AM	viala 2ml tamna	2ml	32mm	12mm	da	0-2ml	a100	tamna	navoj 10-425

Naziv: Bazico Lab d.o.o.
Adresa: Karlovačka 35/6, Zemun
Email: office@bazicolab.com
Mobilni: +381 63 20 14 14
Fiksni: +381 301 89 90
PIB: 106978942
MB: 20717416

